

9245 钠离子分析仪



典型应用

应用在监测软化水、锅炉给水、冷凝水和蒸汽/水循环过程中。

仪器特点

- 钠离子的量程为 0–10000ppb，检测限为 0.01ppb
- 有采样进行手动校准的能力，可以一次性测量过程中的样品。仪器可以自动返回到在线监测
- 自动激活装置可以确保最优的电极运行和响应时间
- 易于安装，易于设置和操作
- 仪器能够抓取样品，可以手动验证准确度或校准情况。手动校准只需加入 250mL 样品，无需断开管路连接，取样之后，仪器会自动返回到在线测量状态
- IP65 等级的变送器和材质为 ABS，边框为 SS 壁挂式机箱
- 通讯方式可选 JBUS/MODBUS 和 Profibus

技术指标

量程:	0–10,000 ppb 可以编程 0–200ppm，使用 K 工具选项。
再现性:	< 0.02ppb 或 读数的 1.5%，取较大值，温度的变化在 10°C 以内
检测限:	0.01 ppb
响应时间 (t = 90%)	180s
校准:	标准方法: 手动, 1 点或 2 点。 可选方法(样品 < 0.1ppb): 2 点自动校准。
环境温度:	5 – 50°C
电源:	90-240 VAC, ± 10%, 50/60Hz, 80 VA

订购指南

Z09245=A=0000	0-10,000ppb盘装式
Z09245=A=0100	0-10,000ppb壁挂式
Z09245=A=0001	0-10,000ppb带自动校准盘装式
Z09245=A=0101	0-10,000ppb带自动校准壁挂式
Z09245=A=1000	0-200ppm K型(阳床)盘装式
Z09245=A=1100	0-200ppm K型(阳床)壁挂式
Z09245=A=1001	0-200ppm K型(阳床)带自动校准盘装式
Z09245=A=1101	0-200ppm K型(阳床)带自动校准壁挂式



Be Right™